



AI Science-based Fitness Assessment System

AI 智慧視覺 · 精準量測 · 專業報告 · 一站式科技體適能評估

4 大類別 Categories 24 項評估 Items

★ Core Features | 核心功能

**AI 姿態辨識**  
即時骨架追蹤  
自動計次與姿態評估

**BLE 智慧設備**  
握力計、心率帶  
距離感測、量測尺

**3D 深度感測**  
深度相機  
精準空間量測

**專業報告**  
A4 PDF 雷達圖  
排名 + 運動建議

**語音引導**  
TTS 語音指令  
長者友善操作

**雲端整合**  
CIAM 身份驗證  
跨裝置安全存取

Assessment | 評估類別

**成人體適能**

反應力 心肺適能 手握力 肌耐力 柔軟度 閉眼單腳平衡

成人體適能 Adult 6 items

**銀髮體適能**

2.44公尺折返走 上肢肌力 上肢柔軟度 下肢肌力 下肢柔軟度 心肺適能

銀髮體適能 Senior 7 items

**跌倒風險評估**

3公尺折返走 小躍圈 五次坐站 手握力 功能性伸展 衰弱前期問卷

跌倒風險 Fall Risk 7 items

**SPPB 評估**

4公尺行走 五次坐站 平衡測試

SPPB 評估 3 items

System Hardware & BLE Peripherals | 系統設備與智慧週邊



AI 主機模組  
Machine



專用測試地墊  
Test Mat



握力計  
Grip Meter



心率帶  
HR Monitor



距離感測器  
Distance



量測尺  
Health Tape

主機與 AI 相機整合模組，專用防滑地墊便於使用者引導定位站立與檢測，搭配 BLE 周邊與智能分析系統，提供穩定的測試流程。

使用空間：寬 1500mm × 長 4750mm

Test Items | 評估項目明細

● 成人體適能 Adult (6)

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 心肺適能 | 3 分鐘登階測試，記錄運動後心率恢復    |
| 反應力  | 視覺刺激反應計時，評估神經肌肉速度     |
| 手握力  | BLE 握力計量測，左右手各 2 次取最佳 |
| 肌耐力  | 1 分鐘仰臥起坐，AI 自動計次      |
| 柔軟度  | 坐姿體前彎，距離感測器精準量測       |

● 銀髮體適能 Senior (7)

|       |                  |
|-------|------------------|
| 下肢肌耐力 | 30 秒坐站，AI 自動計次   |
| 上肢肌耐力 | 30 秒手臂彎舉，AI 自動計次 |
| 心肺適能  | 2 分鐘原地踏步，AI 偵測抬腿 |
| 下肢柔軟度 | 椅上坐姿前彎，感測器量測距離   |
| 上肢柔軟度 | 抓背測試，智慧量測尺量測距離   |

Report | 評估報告

閉眼單腳平衡

AI 姿態偵測計時，自動判定結束

2.44m 折返走

AI 計時行走，評估動態平衡步態

手握力

BLE 握力計量測，評估上肢力量

● 跌倒風險 Fall Risk (7)

3m 折返走

AI 計時步態分析，含轉身穩定度

手握力

BLE 握力計量測，評估肌少風險

閉眼平衡

AI 姿態偵測，站立穩定度計時

功能前伸

距離感測器量測前伸幅度

5 次坐站

AI 計次計時，評估下肢爆發力

小腿圍

BLE 量測尺，肌肉量篩檢指標

衰弱前期評估

5 題結構化問卷，綜合衰弱風險

● SPPB 評估 (3)

平衡測試

AI 偵測閉足/半腳/全腳跟三階段

4m 行走

AI 步速分析，自動計算行走速度

5 次坐站

AI 計次計時，評估起立能力



Workflow | 評估流程

1 建立個案 Profile

2 選擇評估 Select

3 AI 測試 Assess

4 產出報告 Report

Exercise Advice

PDF Export

<https://heqinghealth.com>

導入國民健康署體適能常模資料庫，採用回歸演算法依年齡、性別推算個人百分位排名 (PR) 與體適能等級  
Based on National Health Administration norms with regression algorithms for personalized PR scoring

file:///D:/heqinghealth2026/bodygo3.0/frontend-electron/frontend-electron/renderer/dm.html

2/2